

Model Pro.

Jednoduchosť.

Stomatologická
súprava novej generácie.

**Zoznámte sa so
stomatologickou
súpravou novej
generácie, ktorá
zjednoduší plynulosť
práce vo Vašej
ambulancii.**



Model Pro.



Prvá plne digitalizovaná stomatologická súprava na svete.
Navrhnutá v spolupráci s tímom odborníkov na ergonómiu,
inžinierov a technologických inovátorov.

Inovátor v digitalizácii pracovného prostredia.



Privítajte nového člena v tíme.

Model PRO je prvá plne digitalizovaná stomatologická súprava na svete.

Integrovaná aplikácia Diplomat Connect umožňuje prístup k údajom o pacientoch, automatizovanie stomatologickej súpravy a tiež nastavenie stomatologických nástrojov.





Ovládajte svoje nástroje,
pristupujte k údajom o
pacientoch, automatizujte
svoju stomatologickú
súpravu.

Aplikácia Diplomat Connect.

Inteligentná integrovaná aplikácia.

Aplikácia Diplomat Connect je súčasťou Modelu PRO. Pomocou aplikácie ovládajte a automatizujete Vašu stomatologickú súpravu a nástroje.

Plynulosť práce.

Jednoduchý prístup k údajom o pacientoch, röntgenovým snímkam, fotografiám a ďalšiemu obsahu jediným dotykom tlačidla. Nakonfigurujte nastavenie kresla pomocou tabletu a ovládajte jeho pohyb.

Tec Studio

Nová generácia servisnej podpory sa zdigitalizovala. Okamžitá diagnostika, podpora na diaľku a databáza návodov a servisných videí.

Stret dizajnu a inovácie.

Diplomat tvorí kolektív odborníkov na ergonómiu, inžinierov a technologických inovátorov.

Stomatologická súprava pre praváka aj ľaváka.



Jednoduchosť. Konvertibilita.

Konvertujte
zľava doprava
do 30 sekúnd.






Okamžité prestavenie stomatologickej súpravy za 30 sekúnd.



Konvertujte svoju stomatologickú súpravu zľava do doprava za 30 sekúnd spolu so všetkým potrebným náradím a vybavením. Zdvihnite sedák, uvoľnite brzdú, otočte súpravu, zaistite brzdú.

Jednoduchá konvertibilita neznamená kompromisy. Vaša stomatologická súprava môže byť vybavená podľa vašich predstáv – všetko je možné.

Pohodlie bez kompromisov: Ergonómia vychádza z pokročilého výskumu.



Ergonomický dizajn pre optimálnu pozíciu pacienta.


Strávili sme veľa času dôkladným výskumom ergonómie pacientov a podrobne sme testovali všetky tvary a materiály stomatologickej súpravy.

Výsledkom je, že naše kreslo zaisťuje maximálne pohodlie pacienta, znižuje fyzickú záťaž a úroveň stresu. Vedeli ste napríklad, že keď je hlava pacienta uvoľnená, tak sú uvoľnené aj jeho plecia a chrbát? Vaša nová súprava umožní pohodlnú polohu pacienta bez ohľadu na jeho výšku, váhu, či dĺžku ošetrovania.





Ľahký pohyb.



Vybavte si stolík lekára
horným alebo spodným
vedením hadíc.



Tu sú niektoré z vynikajúcich funkcií, ktoré uľahčia váš deň.

Plynulý pohyb. Vďaka použitiu pneumatickej pružiny v pantografických ramenách a ložísk v otočných častiach je pohyb prekvapivo hladký a príjemný.

Žiadny spätný odpor. Úplne nová konštrukcia bičov a opätovné vyváženie nástrojov, ktoré nijako nezaťažujú vaše ruky a zápästia - nedochádza k žiadnemu spätnému ťahu bičov.

Stabilita a pevnosť. Vibrácie sú minimalizované ich prenášaním z kresla do zvyšku súpravy.

Dizajn stolíka lekára, k dispozícii vo verzii piatich alebo šiestich nástrojov, zaručuje intuitívnu a plynulú prácu so všetkými nástrojmi na dosah. Záleží len na vás, či si vyberiete horné alebo spodné vedenie hadíc.



Viac priestoru pre tím.

Model Pro poskytuje viac miesta okolo kresla, čím umožňuje dostatočný pohyb celého tímu počas zákrovov.



Priestor pre vášho asistenta alebo celý operačný tím.

Mysleli sme aj na váš tím, či už je to jeden asistent alebo celý tím ľudí. Dobre navrhnutá základňa, rameno i telo stomatologickej súpravy poskytuje okolo kresla viac miesta pre pohyb ľudí.

Pohyblivé rameno umožňuje optimálne umiestnenie odsávacích hadíc a nástrojov pri akejkoľvek procedúre. Stôlík asistenta môže byť v štandardnom vyhotovení vybavený až šiestimi nástrojmi.



Ovládací panel asistenta môže zahŕňať základné funkcie ako plnenie pohára a oplachovanie misy alebo môže byť plne vybavený všetkými potrebnými funkciami asistenta, ktoré uľahčujú prácu stomatológovi.

Pre zabezpečenie vhodnej pozície nástrojov pre stomatológa aj asistenta je možné zvoliť pantografické rameno.

Menej kotvenia, jednoduchšia inštalácia.

Nerobte si starosti s inštaláciou. Vďaka špeciálnemu dizajnu kresla je možné inštalovať nekonvertibilné modely i bez kotvenia, čo je ideálne riešenie pre priestory, kde nie je možné vŕtanie do podlahy.





Zjednodušte každodennú údržbu.

S Modelom Pro sa cítite skvele aj počas najbežnejších úloh.

Bol navrhnutý dizajnérmi, odborníkmi na ergonómiu a inžiniermi tak, aby bola zohľadnená jeho každodenná údržba. Môže byť vybavený ktorýmkoľvek odsávacím systémom. K dispozícii sú suché systémy ako Cattani, Durr CS1 alebo separátory amalgámu Metasys MST1 a Durr CAS1. Mokré odsávanie pomocou ventilov Durr je taktiež možné. Odsávacie hadice sú ovládané nezávisle, takže aktívna je iba tá, ktorá sa práve používa.


Vďaka automatickej hygiene môžu byť odsávacie hadice prepláchnuté po každom pacientovi.

Lahká manipulácia, bezproblémová údržba: Objavte spokojnosť. Lahká manipulácia, bezproblémová údržba: Objavte spokojnosť. Zvonku ľahko prístupné filtre vyčistíte a vymeníte za menej ako 10 sekúnd. Žiadny centrálny prívod vody? Žiadny problém! Už sa viac nemusíte dotýkať fľaše s destilovanou vodou - plnenie sa vykonáva bezpečne odchylením vrchnej časti pľuvadlového bloku.



Preneste ordináciu do 21. storočia.

Aplikácia Diplomat Connect je súčasťou platformy iOS a Android, ktorá je pripravená pracovať so všetkými dentálnymi aplikáciami.



Load & Play

1

Stiahnite si aplikáciu Diplomat Connect

2

Aktivujte bluetooth.

3

Hotovo!
Vaša stomatologická súprava je pripravená na použitie.



Aplikácia Diplomat Connect je dostupná v App Store pre iPad a v obchode Google Play pre Android tablety.

Digitalizujte svoju ambulanciu jednoducho pomocou svojho vlastného tabletu s intuitívnym ovládaním.

Získajte najpokročilejší ovládací systém pre stomatologické súpravy dostupný na trhu. Podporované sú platformy iOS a Android. Zálohovanie dát na cloude, rýchly a bezpečný prístup k údajom o pacientoch, röntgenovým snímkam, fotografiám, automatické aktualizácie a neobmedzený počet užívateľov sú samozrejmosťou.



“Plynulosť práce, inteligencia, otvorenosť a modulárnosť – to sú hlavné princípy Modelu Pro”.

„Pri výrobe produktov sa riadime filozofiou zameranou na otvorené platformy, modulárne a inteligentné riešenia , ktoré zlepšujú plynulosť práce v ambulancii - pokročilé technológie sú vďaka tomu prístupné každému stomatológovi.“

Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental



DIPLOMAT DENTAL SOLUTIONS

Discover satisfaction.



DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 111
F 00421 33 77 26 326

info@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com



EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.
Športová 503, 916 01 Stará Turá
Slovak republic

Office
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 820-5
F 00421 33 79 54 809

cis@eur-med.sk
www.eur-med.sk

dealer: